

240000 Flödesmätare

Tekniska data

Flöde: 27/35 m³/h

Materialinformation

Flödeskropp och T-fäste	Aluminium
Slang och anslutningar	Polyoximetylen (POM), förnicklad mässing
O-ringar	Nitrilgummi
Mätglas	Akrylplast, mässing, rostfritt stål
Flottör	Polypropen
Fästelement	Rostfritt stål



Dimensioner: 105x115x105 mm (HxLxB)

Vikt: ≈ 500 g

Funktion

240000 Flödesmätare används i utsugssystem för Dubbelmask för att visa aktuellt flöde i sal.

Underhåll och livslängd

Torka av utsidan av flödesmätaren med desinfektionsmedel vid behov. Rekommenderade desinfektionsmedel får innehålla isopropylalkohol eller etanol (70 %) och tensider för att lösa smuts.

Minst vartannat år, eller vid misstanke om bristande funktion, bör flödesmätaren skickas till Medicvent för rengöring och kalibrering.

Flödesmätaren har ingen specifierad livslängd, uppstår yttre defekter ska den bytas ut.